


Anticorps Polyclonal Anti-Rapgef1 (C3G/Grf2) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13905

Numéro d'article: CM0022436



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RAPGEF1/C3G humain (Q13905), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, l'activation RAS et la croissance des neurites sur échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAPGEF1 pAb de lapin
Remarques / Alias	C3G; GRF2; RAPGEF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2889
GeneID	2889
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 844-1095 de RAPGEF1 humain (NP_941372.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13905
Poids de la protéine	121 kDa
Expédition	Sac de glace