

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Raph1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q70E73

Numéro d'article: CM0015576



Introduction

Anticorps polyclonal anti-RAPH1 validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Explorez la dynamique des lamellipodes et les mécanismes d'adhésion cellulaire avec cette matière première pour DIV de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAPH1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LPD; RMO1; PREL2; PREL-2; ALS2CR9; ALS2CR18; RaIGDS/AF-6; RAPH1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	65059
GeneID	65059
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de RAPH1 humain (NP_998754.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q70E73
Poids moléculaire de la protéine	135 kDa
Expédition	Sac de glace