

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Raptor Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N122

Numéro d'article: CM0012729



Introduction

Le mAb anti-Raptor de lapin de CamelBio cible le Raptor humain/souris (Q8N122) pour WB, IHC-P et ELISA. Cette protéine d'échafaudage de mTORC1 est essentielle pour la détection des nutriments, l'autophagie et les voies de signalisation de la croissance cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Raptor Rabbit mAb
Remarques / Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	57521
Identifiant du gène	57521
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1236 et 1335 du Raptor humain (Q8N122).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N122
Poids de la protéine	149 kDa
Expédition	Sac à glace