

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Raptor Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8N122

Numéro d'article: CM0023567



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Raptor (RPTOR), une composante clé de mTORC1. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la croissance cellulaire, la signalisation des nutriments et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Raptor Lapin pAb
Remarques/Alias	KOG1; Mip1; Raptor
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	57521
ID de gène	57521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 888-1013 de RPTOR humain (NP_065812.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N122
Poids moléculaire	149kDa
Expédition	Sac de glace