


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-RAR α Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P10276

Numéro d'article: CM0003043



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-RAR α de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît le RAR α humain, murin et de rat (51 kDa), un récepteur de l'acide rétinoïque impliqué dans la régulation génique. Idéal pour la recherche et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAR α AcM Lapin
Remarques/Alias	RAR; NR1B1; RARalpha; RAR α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5914
GeneID	5914
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du RAR α humain (P10276).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10276
Poids moléculaire de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace