


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rar α Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10276

Numéro d'article: CM0014517



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RAR α validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible le récepteur alpha de l'acide rétinoïque (P10276), un récepteur nucléaire impliqué dans la transcription, le développement et l'inflammation. Convient aux recherches sur la signalisation et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAR α pAb de lapin
Remarques/Synonymes	RAR ; NR1B1 ; RARalpha ; RAR α
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-457 de la RAR α humaine (NP_001019980.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P10276
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace