


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rarg Pour Wb, Elisa - P13631

Numéro d'article: CM0030722



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RARG de haute qualité validé pour WB et ELISA. Reconnaît le RARGgamma humain, murin et de rat. Idéal pour étudier la signalisation de l'acide rétinoïque, la régulation génique et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin RARG
Remarques/Alias	RARC ; NR1B3 ; RARGgamma ; RARG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5916
GeneID	5916
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 168-199 du RARG humain (NP_000957.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13631
Poids moléculaire de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace