

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rarres2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99969

Numéro d'article: CM0030954



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RARRES2 humain (chémérine/TIG2) pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur les adipokines dans les études sur le métabolisme, l'inflammation et l'obésité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin RARRES2
Remarques/Alias	TIG2 ; HP10433 ; RARRES2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5919
GeneID	5919
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-163 du RARRES2 humain (NP_002880.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99969
Poids Moléculaire	19kDa
Expédition	Glacière