


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rars Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54136

Numéro d'article: CM0009724



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le RARS humain (arginyl-tRNA synthétase), validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la synthèse des protéines et les cytokines inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RARS mAb Lapin
Remarques/Alias	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5917
ID de gène	5917
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du RARS humain (NP_002878.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P54136
Poids moléculaire	75kDa
Expédition	Sac de glace