


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rars Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54136

Numéro d'article: CM0031035



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le RARS humain (ArgRS). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la synthèse protéique et les aminoacyl-ARNt synthétases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RARS Rabbit pAb
Remarques/Alias	HLD9; RARS; ArgRS; DALRD1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5917
GenelD	5917
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du RARS humain (NP_002878.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54136
Poids Protéique	75kDa
Expédition	Sac de glace