

Anticorps Polyclonal Anti-Rars2 Pour Wb, Elisa - Q5T160

Numéro d'article: CM0026959

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RARS2 humain (ArgRS), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Usage pour la recherche sur la traduction mitochondriale et les études sur l'hypoplasie pontocérébelleuse. Idéal pour le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RARS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCH6; ArgRS; RARSL; DALRD2; PRO1992; RARS2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	57038
ID de Gène	57038
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-340 de RARS2 humain (NP_064716.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5T160
Poids Protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace