

Anticorps Monoclonal Anti-Rarβ Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10826

Numéro d'article: CM0005138



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le RARβ humain (récepteur bêta de l'acide rétinoïque). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation de l'acide rétinoïque et de la fonction des récepteurs nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RARβ Lapin mAb
Remarques/Alias	HAP; RRB2; NR1B2; MCOP512; RARbeta; RARbeta1; RARβ
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5915
GeneID	5915
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-455 du RARβ humain (NP_000956.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P10826
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace