

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rasal1 Pour Wb Et Elisa - 095294

Numéro d'article: CM0023298

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RASAL1 validé pour Western blot (WB) et ELISA. Il reconnaît la RASAL1 humaine, murine et de rat, un régulateur inhibiteur RasGAP impliqué dans la formation des dendrites et la signalisation de l'AMPC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RASAL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RASAL; RASAL1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8437
GeneID	8437
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120 à 340 de la RASAL1 humaine (NP_004649.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95294
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace