

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rasal2 Pour Wb Et Elisa - Q9Ujf2

Numéro d'article: CM0016708

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-RASAL2 validé en WB, ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain et le rat. Cible RASAL2, un régulateur inhibiteur de la voie Ras-AMP cyclique. Issu du lapin pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RASAL2 Lapin Rabbit pAb
Remarques/Alias	NGAP; RASAL2
E>Espèce	Humain
GenelD (humain)	9462
GenelD	9462
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750-1040 de RASAL2 humain (NP_733793.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9UJF2
Poids Protéique	129kDa
Expédition	Sac de glace