

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rasd1 Pour Wb, Elisa - Q9Y272

Numéro d'article: CM0015898

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RASD1 validé pour WB et ELISA chez l'homme et la souris. Cible la protéine 1 liée à Ras induite par la dexaméthasone, une petite GTPase impliquée dans la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RASD1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AGS1; DEXRAS1; MGC:26290; RASD1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	51655
GenelD	51655
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 132-281 de la RASD1 humaine (NP_057168.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y272
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sachet de glace