


## Anticorps Polyclonal Anti-Rasgrp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95267

Numéro d'article: CM0018243



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RASGRP1 humain, adapté pour WB, IF/ICC et ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la signalisation Ras dans le développement des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | RASGRP1 Rabbit pAb                                                                                                                                      |
| Remarques / Alias    | IMD64 ; RASGRP ; CALDAG-GEFI ; CALDAG-GEFII ; RASGRP1                                                                                                   |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                  |
| GenelD (Humain)      | 10125                                                                                                                                                   |
| GenelD               | 10125                                                                                                                                                   |
| Immunogène           | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 598-797 de RASGRP1 humain (NP_005730.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                   |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                     |
| SWISS                | O95267                                                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 90kDa                                                                                                                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                            |