

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rasgrp1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Z1S3

Numéro d'article: CM0028649

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RASGRP1 pour WB, IP, ELISA. Détecte le RASGRP1 humain et murin (~90 kDa). Convient pour la recherche sur la signalisation Ras, le développement des cellules T/B et l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RASGRP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Rasgrp; calDAG-GEFII
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	10125
GeneID	19419
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 678-795 de la RASGRP1 de souris (NP_035376.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Z1S3
Poids Protéique	90kDa
Expédition	Sac de glace