


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rasip1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5U651

Numéro d'article: CM0024210



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RASIP1, un régulateur critique de la signalisation des GTPases dans les cellules endothéliales. Convient pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. ~103 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RASIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	RAIN; RASIP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54922
GeneID	54922
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 635-785 de RASIP1 humain (Q5U651).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5U651
Poids Protéique	103kDa
Expédition	Sac de glace