

Anticorps Polyclonal Anti-Rassf4 Pour Wb, Elisa - Q9H2L5

Numéro d'article: CM0016607

Introduction

Validez RASSF4, un suppresseur de tumeur potentiel et effecteur de KRAS, avec cet anticorps polyclonal de lapin. Convient pour WB et ELISA, réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RASSF4 Lapin pAb
Remarques/Alias	AD037; RASSF4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	83937
GeneID	83937
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de RASSF4 humain (NP_114412.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H2L5
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace