

Anticorps Polyclonal Anti-Rassf5 Pour Wb, Elisa - Q8Www0

Numéro d'article: CM0031087



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre RASSF5 validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Cible le suppresseur de tumeur NORE1/RAPL (47 kDa) impliqué dans l'apoptose et l'adhésion des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RASSF5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83593
GeneID	83593
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-265 de RASSF5 humain (NP_872606.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WWW0
Poids moléculaire de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace