

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rassf5 Pour Wb Et Elisa - Q8Www0

Numéro d'article: CM0015291



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RASSF5 pour WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains et murins. Cible RASSF5 (NORE1/RAPL), un suppresseur de tumeur potentiel et régulateur de l'adhésion lymphocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RASSF5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	83593
GeneID	83593
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WWW0
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace