

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rassf6 Pour Wb, Elisa - Q6Ztq3

Numéro d'article: CM0029062

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RASSF6, adapté pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utilisé dans la recherche sur l'apoptose et la biologie tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RASSF6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RASSF6
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	166824
GenelD	166824
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-303 de RASSF6 humain (NP_001257320.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q6ZTQ3
Poids Moléculaire de la Protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace