


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rav1 Pour Wb Et Elisa - Q9Zwm9

Numéro d'article: CM0020576



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription RAV1 d'*Arabidopsis thaliana*, adapté pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte une protéine nucléaire de 39 kDa impliquée dans la signalisation de l'éthylène et la régulation de la croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAV1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATRAV1; EDF4; FACTEUR DE LIAISON À L'ADN RÉPONSE À L'ÉTHYLÈNE 4; lié à ABI3/VP1 1; T6J4.2; T6J4_2; RAV1
Espèce	<i>Arabidopsis thaliana</i>
ID de Gène	837886
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 245-344 de RAV1 d' <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_172784.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9ZWM9
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace