


Anticorps Monoclonaux Anti-Rb Pour Ihc-P Et Elisa - P06400

Numéro d'article: CM0004049



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine du rétinoblastome humain (RB/pRb), validé pour IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur le cancer et le cycle cellulaire, le développement de diagnostics et la détection de cibles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RB Lapin mAb
Remarques/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5925
GeneID	5925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 701-928 de RB humain (NP_000312.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P06400
Poids Protéique	106kDa
Expédition	Sac de glace