


Anticorps Polyclonal Anti-Rb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P06400

Numéro d'article: CM0021984



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RB humain (P06400), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. L'immunogène recombinant (aa 701-928) détecte la protéine du rétinoblastome pleine longueur d'environ 106 kDa. Idéal pour les études sur le cycle cellulaire, la biologie tumorale et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-RB
Remarques/alias	RB ; pRb ; OSRC ; pp110 ; p105-Rb ; PPP1R130 ; p110-RB1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 701-928 de la protéine RB humaine (NP_000312.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06400
Poids de la protéine	106 kDa
Expédition	Sac réfrigérant