


Ac Mab Anti-Rb De Lapin Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P06400

Numéro d'article: CM0008503



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine associée au rétinoblastome humain (RB1/pRb) pour WB, IP, IHC-P, ELISA. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire, le cancer et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb RB Lapin
Remarques/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5925
ID de gène	5925
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 701-928 de RB humain - NP_000312.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06400
Poids moléculaire	106kDa
Expédition	Sac de glace