


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rbap46/Rbbp7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16576

Numéro d'article: CM0006609



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin RbAp46/RBBP7 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine de liaison à l'histone RBBP7, une sous-unité des complexes de remodelage de la chromatine. Idéal pour la recherche en épigénétique et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | Anticorps monoclonal de lapin RbAp46/RBBP7                                                                                                     |
| Remarques/Alias                  | RbAp46 ; RbAp46/RBBP7                                                                                                                          |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                         |
| Identifiant du gène (Humain)     | 5931                                                                                                                                           |
| Identifiant du gène              | 5931                                                                                                                                           |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de la protéine humaine RbAp46/RBBP7 (NP_002884.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                          |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                          |
| Application                      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                                            |
| SWISS                            | Q16576                                                                                                                                         |
| Poids moléculaire de la protéine | 48 kDa                                                                                                                                         |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                   |