

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbap46/Rbbp7 - Q16576

Numéro d'article: CM0017684



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine de liaison à l'histone humaine RbAp46/RBBP7. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et ChIP. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin RbAp46/RBBP7
Remarques/Alias	RbAp46 ; RbAp46/RBBP7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5931
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-230 de la protéine humaine RbAp46/RBBP7 (NP_002884.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16576
Poids moléculaire protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace