

Anticorps Monoclonaux Anti-Rbbp4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09028

Numéro d'article: CM0005504



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le RBBP4 humain (NURF55, RBAP48) pour le Western blot, l'immunohistochimie, l'immunofluorescence et l'ELISA. Validé sur des échantillons humains, de souris et de rat. Composant pour usage de recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RBBP4 Lapin mAb
Remarques/Alias	NURF55; RBAP48; Iin-53; RBBP4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5928
ID de Gène	5928
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du RBBP4 humain (NP_005601.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q09028
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace