

Anticorps Polyclonal Anti-Rbbp4 Pour Wb, Elisa, Chip - Q09028

Numéro d'article: CM0016578



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé ciblant la protéine humaine RBBP4 (NURF55/RBAP48), une protéine de liaison aux histones impliquée dans le remodelage de la chromatine. Adapté pour WB, ELISA, ChIP. Idéal pour la recherche en épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] RBBP4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NURF55; RBAP48; lin-53; P4
Espèce	Humain
GeneID	5928
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-425 de la protéine humaine RBBP4 (NP_005601.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q09028
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace