


Anticorps Polyclonal Anti-Rbbp6 Pour Wb, Elisa - Q7Z6E9

Numéro d'article: CM0023669



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RBBP6 humain (ligase E3 ubiquitine-protéine), validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Convient pour l'étude de la régulation de p53, de la réplication de l'ADN et de la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RBBP6 Lapin pAb
Remarques/Alias	PACT; MY038; P2P-R; RBQ-1; SNAMA; RBBP6
Espèce	Humain
ID de Gène	5930
Immunogène	Protéine Recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z6E9
Poids Protéique	202kDa
Expédition	Sac de glace