

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbbp8 Pour Wb - Q99708

Numéro d'article: CM0014671



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine RBBP8 (CtIP), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée vis-à-vis du rat. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN, le cycle cellulaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBBP8 pAb lapin
Remarques / Alias	RIM; COM1; CTIP; JWDS; SAE2; JAWAD; SCKL2; RBBP8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5932
GeneID	5932
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 648-897 de RBBP8 humain (NP_002885.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q99708
Poids de la protéine	102kDa
Expédition	Sac de glace