


Anticorps Polyclonal Anti-Rbbp9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75884

Numéro d'article: CM0028014



Introduction

RBBP9 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant l'hydrolase à sérine RBBP9, validé pour WB, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et la signalisation TGF- β .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBBP9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BOG ; RBBP10 ; RBBP9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10741
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-186 de la RBBP9 humaine (NP_006597.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75884
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace