


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbck1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bym8

Numéro d'article: CM0022058



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la protéine humaine RBCK1 (HOIL-1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la signalisation NF- κ B, de l'ubiquitination et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RBCK1
Remarques/Alias	XAP3; XAP4; HOIL1; PBMEI; PGBM1; RBCK1; RNF54; HOIL-1; ZRANB4; C20orf18; UBCE7IP3; RBCK1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10616
ID de gène	10616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-192 de la RBCK1 humaine (NP_112506.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYM8
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace