


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbfox1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9Nwb1

Numéro d'article: CM0030467



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RBFOX1 humain (également appelé A2BP1, Fox-1 homolog A) pour Western blot, IF-P et ELISA. Réactivité croisée confirmée avec l'homme, la souris et le rat ; immunogène : 130 aa de l'extrémité N-terminale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBFOX1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	2BP1; FOX1; A2BP1; FOX-1; HRNBP1; RBFOX1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	54715
ID du gène	54715
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de RBFOX1 humain (NP_665900.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NWB1
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace