

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbl2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q08999

Numéro d'article: CM0017064



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RBL2 (p130, Rb2) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît RBL2 humain et murin, un régulateur clé du cycle cellulaire et suppresseur de tumeur. Idéal pour la recherche sur la chromatine et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBL2 pAb de lapin
Remarques/Alias	Rb2 ; P130 ; BRUWAG ; RBL2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5934
GeneID	5934
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 413 et 613 de RBL2 humain (NP_005602.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q08999
Poids moléculaire	128 kDa
Expédition	Sac de glace