

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm11 Pour Wb Et Elisa - P57052

Numéro d'article: CM0016588



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine RBM11 humaine, adapté pour WB et ELISA. Présente une réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour les études sur l'épissage alternatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RBM11
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54033
GeneID	54033
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-281 de la protéine RBM11 humaine (NP_658983.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P57052
Poids de la protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace