


Anticorps Polyclonal Anti-Rbm14 Pour Wb, Elisa - Q96Pk6

Numéro d'article: CM0029353



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain RBM14, adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la protéine de liaison à l'ARN 14 dans la transcription et la régulation du centriole.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM14 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SIP ; COAA ; PSP2 ; SYTI1 ; TMEM137 ; RBM14
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10432
Identifiant du gène	10432
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-220 de l'humain RBM14 (NP_006319.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96PK6
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace