


Anticorps Polyclonal Anti-Rbm14 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pk6

Numéro d'article: CM0013255



Introduction

RBM14 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal obtenu contre la RBM14 humaine (aa 110-220). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, de la biologie des centrioles et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SIP; COAA; PSP2; SYTI1; TMEM137; RBM14
Espèce	Humaine
ID du gène	10432
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-220 de la RBM14 humaine (NP_006319.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96PK6
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace