

Anticorps Polyclonal Anti-Rbm15 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96T37

Numéro d'article: CM0026934



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-RBM15 détecte le RBM15 humain et de souris (107 kDa), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour l'étude de la méthylation m6A, de l'inactivation du chromosome X et de la différenciation hématopoïétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OTT; OTT1; SPEN; RBM15
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	64783
ID du gène	64783
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 530-780 du RBM15 humain (NP_001188474.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96T37
Poids de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace