

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm15B Pour Wb Et Elisa - Q8Ndt2

Numéro d'article: CM0027862

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RBM15B humain (Protéine de liaison à l'ARN putative 15B, OTT3), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la méthylation m6A et du traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM15B Lapin pAb
Remarques/Alias	OTT3; HsOTT3; HUMAGCGB; RBM15B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29890
GeneID	29890
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 540-720 de RBM15B humaine (NP_037418.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NDT2
Poids moléculaire	97kDa
Expédition	Sac de glace