


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm17 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96I25

Numéro d'article: CM0030293



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin élevé contre la protéine RBM17 humaine recombinante (SPF45) pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Détecte un facteur d'épissage nucléaire de 45 kDa impliqué dans la régulation de l'épissage de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM17 Lapin pAb
Remarques/Alias	SPF45; RBM17
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	84991
ID de gène	84991
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de RBM17 humain (NP_116294.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96I25
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace