


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm19 Pour Wb, Elisa - Q9Y4C8

Numéro d'article: CM0019475



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la RBM19 humaine, validé pour WB et ELISA. Indispensable pour l'étude du développement embryonnaire, des mécanismes de liaison à l'ARN et des néoplasies intestinales.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | RBM19 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | Mrd1; RBM19                                                                                                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| GeneID               | 9904 (Humain)                                                                                                                    |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 759-960 de la RBM19 humaine (NP_057280.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                           |
| SWISS                | Q9Y4C8                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 107 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |