

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm22 Pour Wb Et Elisa - Q9Nw64

Numéro d'article: CM0016180



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant RBM22 humain (Cwc2, ZC3H16, fSAP47). Validé pour WB et ELISA ; réaction croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le spliceosome et l'épissage des pré-ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM22 pAb de lapin
Remarques/Alias	Cwc2 ; ZC3H16 ; fSAP47 ; RBM22
Espèce	Humain
ID du gène	55696 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 230 de RBM22 humain (NP_060517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NW64
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant