


Anticorps Polyclonal Anti-Rbm25 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P49756

Numéro d'article: CM0018241



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine de liaison à l'ARN 25 (RBM25), validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain et la souris. RBM25 régule l'épissage alternatif et l'apoptose via la modulation des isoformes de BCL2L1 - P49756

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM25 Rabbit pAb
Remarques / Alias	S164; NET52; RNPC7; Snu71; RED120; fSAP94; RBM25
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	58517
GeneID	58517
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P49756
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sac de glace