

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm26 Pour Wb Et Elisa - Q5T8P6

Numéro d'article: CM0015375

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RBM26 utilisable pour le Western blot et l'ELISA. Cible la protéine 26 de liaison à l'ARN humaine, impliquée dans le renouvellement de l'ARN nucléaire poly(A)+. Idéal pour les recherches sur la régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM26 pAb de lapin
Remarques/Alias	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	64062
ID du gène	64062
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 65 à 140 de la protéine RBM26 humaine (NP_071401.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q5T8P6
Poids moléculaire de la protéine	114 kDa
Expédition	Sac réfrigérant