

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rbm3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98179

Numéro d'article: CM0002708



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la protéine RBM3 humaine (protéine de liaison à l'ARN 3), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le stress au froid et la liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RBM3 Lapin mAb
Remarques/Alias	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5935
GeneID	5935
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 58-157 de la RBM3 humaine (P98179)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98179
Poids Moléculaire	17kDa
Expédition	Sac de glace