

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P98179

Numéro d'article: CM0026383



Introduction

Le pAc de lapin anti-RBM3 est un anticorps polyclonal élevé chez le lapin, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec Humain, Souris, Rat. Cible : protéine de liaison à l'ARN inducible par le froid RBM3 (17 kDa, SWISS P98179).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin anti-RBM3
Remarques/Alias	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5935
ID de gène	5935
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98179
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace