

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm34 Pour Wb, Elisa - P42696

Numéro d'article: CM0013884

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RBM34 validé pour le Western blotting et l'ELISA. Cible la protéine de liaison à l'ARN 34 humaine, qui se localise dans le nucléole et est impliquée dans le traitement de l'ARN. Convient pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM34 Lapin pAb
Remarques/Alias	RBM34
Espèce	Humain
ID de gène	23029
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-280 du RBM34 humain (NP_055829.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42696
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace