


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rbm39 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14498

Numéro d'article: CM0019557



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le RBM39 humain (CAPER α). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'épissage et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RBM39 Lapin pAb
Remarques/Alias	HCC1, CAPER, RNPC2, FSAP59, CAPERalpha, RBM39
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9584
GeneID	9584
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-508 du RBM39 humain (NP_001229528.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14498
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace